



Das Problem

Durch das Setzen eines Implantates ändert sich die Form des Zwischenraumes, da das Implantat anders geformt ist als ein natürlicher Zahn.




Abbildung 01:
Zahnzwischenräume bei
gesunden Zähnen.



Abbildung 02:
Zahnzwischenräume mit Implantat.
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich
das Zahnfleisch und somit der Zahnzwi-
schenraum verändert hat.

DAS PROBLEM

Bakterien trotz Reinigung mit herkömmlicher Interdentalraumbürste?

Runde Interdentalbürsten können die Bakterien durch die neue Zahnzwischenraumform nicht bis zum Implantatthals beseitigen.



Abbildung 03:
Die Runde Interdentalbürste, wie
im Bereich des blauen Kreises zu
sehen, erreicht nicht den Implan-
tatthals.

Es besteht die Gefahr, dass krankheits-
erregende Bakterien trotz sorgfältiger
Zwischenraumpflege eine Entzündung
rund um das Implantat verursachen.
Bei anhaltender Entzündung beginnen
die Bakterien den Knochen abzubauen.
Diese Krankheit nennt man Periimplan-
titis. Im schlimmsten Fall geht das
Implantat mit der Zeit verloren.

PERIIMPLANTITIS: ENTZÜNDUNG RUND UM DAS IMPLANTAT MIT KNOCHENABBAU

Die Lösung: SOLO-STIX i
die Interdentalraumbürste
speziell für Implantate

Um den Verlust von Implantaten zu
verhindern, haben wir die weltweit erste
unrunde Interdentalraumbürste entwi-
ckelt. Die Borsten sind auf einer Seite so
verlängert, dass sie an die veränderte
Form des Zwischenraumes optimal
angepasst ist. So beseitigen die SOLO-
STIX i vollständig die Bakterien bis zum
Implantatthals.



Abbildung 04: Unrunde
Interdentalraumbürste für
Implantate

DIE LÖSUNG

EINFACH
GESUNDE
ZÄHNE FÜR
IMPLANTAT-
TRÄGERINNEN



SOLO-STIX i

DIE INTERDENTALRAUMBÜRSTE
SPEZIELL FÜR IMPLANTATE

Infobox

Vorteile der SOLO-STIX i

- + Spezielle Prophylaxe für das Implantat
- + Das Implantat bleibt dauerhaft erhalten
- + Sicherung Deiner Lebensqualität

Fakten zu Periimplantitis

- Periimplantitis führt zu langfristigem **Knochenabbau** und Implantatverlust.
- Nur die **Beseitigung der Entzündung** beugt einer Periimplantitis nachhaltig vor.

Die erste unrunde Interdentalraumbürste

Die Form der SOLO-STIX i ist eine echte Innovation. Es ist die erste Interdentalraumbürste mit einer unrunden Bürste. Nur eine unrunde Form ermöglicht es, die Bakterien bis zum Implantatthals vollständig zu entfernen, um so den langfristigen Erhalt des Implantates zu ermöglichen.





Abbildung 05: Vergleich der Form einer runden und unrunder Interdentalraumbürste

Anwendung der SOLO-STIX i

Der Griff der SOLO-STIX i ist mit 3 Erhebungen versehen. Somit wird Dir die Ausrichtung der längeren Bürsten- seite zum Implantat hin erleichtert.

Die SOLO-STIX i sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die richtige Größe und Anwendung kannst Du in Deiner nächsten SOLO-Phylaxe- Sitzung besprechen.



Abbildung 06: Der Griff der SOLO-STIX i ist mit 3 Erhebungen versehen, so dass die Ausrichtung der längeren Bürstenseite am Griff erfüllt werden kann.

SOLO-STIX i

DIE INTERDENTALRAUMBÜRSTE
SPEZIELL FÜR IMPLANTATE

Wir haben die weltweit erste Interdentalraumbürste mit einer einzigartigen, unrunder Form entwickelt.

Mit den SOLO-STIX i werden Bakterien bis zum Implantatthals vollständig beseitigt. Dies verhindert den Verlust von Implantaten, hält gesund und gibt Periimplantitis mit Knochenabbau keine Chance.

Dein direkter Kontakt
zu SOLO:

E info@solo-med.de
W www.solo-med.de
T +49 651 20 15 14 20